



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Маска медична для індивідуального захисту «ВОЛЕС»

Партія	Дата виробництва	Термін придатності
200920	2020-11	2022-11
Медичні одноразові маски «ВОЛЕС» виготовлені з трьох шарів нетканого матеріалу "спанбонд" різної щільності, що забезпечує захист дихальних шляхів. Маски «ВОЛЕС» щільно прилягають до обличчя, мають гнучкий вбудований носовий фіксатор, круглі гумові зачепи, котрі кріпляться за вушні раковини і не тиснуть при носінні. Шви маски запаяні Складки збільшеної глибини, що сприяє найкращому розташуванню маски на обличчі		
Розмір, мм	175 x 95	
Довжина проволоки, см	11,0+-0,2	
Довжина гумових зачепів, см	18,0+-0,1	
Колір	Блакитна	
Щільність шарів	1-ий (зовнішній) – 25 г/м3 2-ий (середній, мельтблаун) – 25 г/м3 3-ій (внутрішній) – 25 г/м3	
Ефективність бактеріальної фільтрації (BFE)	98-99%	
Кількість в коробці	50 шт	
Кількість в ящику	2000 шт	
Стерильність	Ні	

**Виробник:**

Ammex-weida (Hubei) Health and Safety Products Co., Ltd

Southern Industrial Zone (Xinlirenkou), Xiantao, Hubei, People's Republic of China

Експортер:

Hubei Orient International Trading Corporation

5F, BLDG No.8, SOHO town, CBD, Huaihai Road, Jiangnan District, Wuhan, Hubei, China

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛА МЕД»

04210, Україна, м. Київ,

проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корп. 1

