



UA.TR.002

Шпатель отоларингологічний
пластиковий прозорий 152x19x1,75 мм
одноразового використання стерильний



ТУ У 32.5-14307481-064:2019

Інструкція по використанню

Призначення:

Шпатель одноразового використання – призначений для огляду ротової порожнини при отоларингологічному обстеженні. Також використовуються для взяття зразків зі слизової оболонки ротової порожнини, нанесення мазей, кремів і бальзамів.

Опис виробу:

Шпатель є медичним виробом, що виготовлений з медичного полістиролу, дозволеного до застосування в медичній практиці.

Шпатель не має запаху, поверхня відшліфована та відполірована з обох сторін, краї закруглені і оброблені.

Шпатель стерильний та має індивідуальну упаковку.

Розміри: 152x19x1,75 мм

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням.

Спосіб використання:

1. Перевірте цілісність упаковки і відповідність терміну придатності.
2. Обробіть руки антисептиком та надягніть рукавички.
3. Розкрийте упаковку, в зазначеному місці, дістаньте виріб.
4. Використайте за призначенням.
5. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Після разового використання – утилізувати.

Принцип лікувальної дії – не існує.



Виробник: ПрАТ «СКЛОПРИЛАД»

Адреса: вул. Озерна, 18, м. Заводське, Полтавська область, 37240.

Дата останнього перегляду 24.09.2019 р.