



Мікропробірка "ВОЛЕС" тип Еппендорф

Інструкція по використанню

Призначення:

Мікропробірки призначені для відбору, транспортування та зберігання малих обсягів (від 0,2 до 7 мл) проб і реакційних сумішей. Щільна герметизація пробірки Еппендорф дозволяє використовувати її в центрифугах для сепарації і робить зручною при транспортуванні.

Опис виробу:

Мікропробірки виготовлені з ультрачистого поліпропілену. Мікропробірки мають кришку, що захлопується плоску або опуклу, інтегровану з колбою на петлі (типу «Еппендорф»); Форма мікропробірок: 1) конічна; 2) циліндрична з круглим дном. Мікропробірки можуть мати або не мати градуювання. Об'єм мікропробірок від 0,2 до 7 мл.

Найменування	Колір	Об'єм	Упаковка
Мікропробірка "ВОЛЕС" тип Еппендорф 0,2 мл	безбарвний	0,2 мл	500 шт.
Мікропробірка "ВОЛЕС" тип Еппендорф 0,5 мл	безбарвний	0,5 мл	500 шт.
Мікропробірка "ВОЛЕС" тип Еппендорф 1,5 мл	безбарвний	1,5 мл	500 шт.
Мікропробірка "ВОЛЕС" тип Еппендорф 2 мл	безбарвний	2 мл	500 шт.
Мікропробірка "ВОЛЕС" тип Еппендорф 7 мл	безбарвний	7 мл	200 шт

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.

Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності.

Не використовувати не за призначенням

Спосіб використання:

1. Виставити мікропробірки в штатив.
2. За допомогою напівавтоматичної піпетки внести аліквоту аналітичного матеріалу та / або реакційної суміші в мікропробірку.
3. Пробірку закрити і помістити на зберігання, або ж в ній провести реакцію, або розмістити в прилад для проведення вимірювання кількості досліджуваних аналітів в мікрометодах.
4. Всі мікропробірки призначені для одноразового застосування, після використання утилізувати.



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

**Виробник:**

Hangzhou Rollmed Co Ltd.

Room No.301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 Jiangdong Zhonglu Road,
210019 Nanjing, People's Republic Of China

Ганджоу Ролмед Ко., ЛТД

Рум №301-302, Гонгпуджізо Мансїон, 186-1 Джїянгдон Жонглю роад 210019
Наньїнг, Китай.

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду

02.12.2020

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.