



Сертифікат якості

Артикул виробника: 1001/G

Наконечники типу Гілсон з ПП, об. 50-1000 ul (мкл), синього кольору, пакування 1000 шт

Технічні характеристики	
<i>Партія (LOT)</i>	5C0716Y
<i>Дата виробництва</i>	2021-07
<i>Термін придатності</i>	2024-07
Матеріал	Поліпропілен
Об'єм	50-1000 ul (мкл)
Колір	Голубий
Сумісність	Gilson® Pipetman P1000, Eppendorf® Research, Biohit® Proline, Socorex® Acura, HTL® Discovery & Labmat, Nichiryo®, Thermo Scientific™ Finn timer™, Rainin® "standard" (no LTS), Volac®, Accumax®.
Мікробіологічний статус	нестерильна
Температурний діапазон використання	-10 +121 °C
Автоклавування	Так/ при максимальній температурі +121 °C (максимум 60 хв)
Загальні характеристики	Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання
Пакування	1000 шт в поліетиленовому пакеті; 10 п/е пакет в гофро ящику
Призначення	для in vitro діагностики

Виготовлено під знаком CE – відповідно до директиви 98/79/EC

Виробник та товар відповідають всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001.

Призначення, опис виробу, протипоказання по використанню та умови експлуатації зазначені в інструкції по використанню.



Виробник:

Aptaca S.p.A.

Regione Monforte, 30 – 14053 Canelli (Asti), Italy

Аптака С.п.А.

Реджіоне Монфорте, 30 – 14053 Канеллі (Асті), Італія

Уповноважений представник виробника в Україні:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кратія Медтехніка», код ЄДРПОУ:

38670845, місцезнаходження юридичної особи: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17-21, Україна

Офіційний дистриб'ютор виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор

Шульга О.Л.

