



Наконечник з фільтром "ВОЛЕС"

Інструкція по використанню

Призначення

Наконечники призначені для високоточного дозування та піпетування різних рідин за допомогою автоматичних дозаторів і роботизованих систем.

Опис виробу:

Наконечники являють собою конічні трубочки різного об'єму. Виготовлені з поліпропілену. Сумісні з дозаторами лабораторними для дозування об'ємів 1-10 мл виробництва «Thermo Scientific» серії Лайт та «AHN Biotechnologie GmbH» серії pipet4u

Найменування	Колір	Об'єм	Упаковка
Накінечники з фільтром "ВОЛЕС" універсальні, подовжені, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів 0,1-10 мкл	білий	0,1-10 мкл	1000 шт.
Накінечники з фільтром "ВОЛЕС" універсальні, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів 20 мкл	білий	20 мкл	1000 шт.
Накінечники з фільтром "ВОЛЕС" універсальні, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів 100 мкл	білий	100 мкл	1000 шт.
Накінечники з фільтром "ВОЛЕС" універсальні, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів 20-200 мкл	білий	20-200 мкл	1000 шт.
Накінечники з фільтром "ВОЛЕС" універсальні, стерильні, вільні від ДНКаз, РНКаз, ДНК людини, інгібіторів ПЛР та пірогенів 1000 мкл	білий	1000 мкл	1000 шт.

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має.

**Підготовка до використання:**

Виріб повністю готовий до роботи і додаткової підготовки перед використанням не потребує.


Запобіжні заходи:

Не використовувати після терміну придатності або якщо упаковка пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням

Використання наконечника:

1. Відкрити упаковку, щільно надіти наконечник на дозатор для проведення маніпуляцій.
2. Не торкатися наконечника руками.
3. Використати за призначенням.
4. Після використання, утилізуйте згідно встановлених вимог.

Маркування на товарі:

Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Виробник:

Medtrue Enterprise Co.,LTD

Room No.301-302, Hongpujiezuo Mansion, 186-1 Jiangdongzhonglu Road, 210019

Nanjing, People's Republic Of China

Медтруе Ентерпрайз Ко.,ЛТД, Рум No.301-302, Хонгпужіезуо Мансіон, 186-1

ДжіангдонгЗгонглу Род, 210019 Нанджінг, Китайська Народна Республіка

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Дата останнього перегляду

14.12.2021

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Шульга О. Л.